

AVIS DE SÉCURITÉ SUR SITE URGENT
Suture résorbable tressée Polysorb™
Unité de chargement Endo Stitch™ avec suture Polysorb™
Suture résorbable monofilament Maxon™
Suture résorbable monofilament Biosyn™

22 mai 2017

Référence Medtronic : FA770

À l'attention de : Directeur de la gestion du risque et Gestion des matériaux utilisés en salle d'opération

Très cher client,

Cette lettre a pour objectif de vous informer que Medtronic est en train de rappeler des codes d'articles et lots de production spécifiques de suture résorbable tressée Polysorb™, d'unité de chargement Endo Stitch™ avec suture Polysorb™, de suture résorbable monofilament Maxon™ et de suture résorbable monofilament Biosyn™.

Description du problème :

Cette action corrective de sécurité sur site (ACSS) est lancée en raison d'une éventuelle fermeture incomplète de l'emballage intérieur, ce qui pourrait entraîner une détérioration prématurée du matériel de suture. L'utilisation des produits affectés peut augmenter le risque de rupture de la suture. Ce défaut de conditionnement n'a aucune incidence sur la stérilité du produit. Aucune blessure grave liée à ces problèmes n'a été signalée.

Medtronic vous demande de bien vouloir mettre en quarantaine tous les produits non utilisés correspondant aux articles/lots détaillés ci-dessous. Les produits inutilisés présentant les codes d'articles et lots concernés doivent être retournés tel que décrit dans la section Actions requises ci-dessous. Si vous avez distribué la suture résorbable tressée Polysorb™, l'unité de chargement Endo Stitch™ avec suture Polysorb™, la suture résorbable monofilament Maxon™ et la suture résorbable monofilament Biosyn™ mentionnés dans l'Annexe A, veuillez faire suivre les informations de cette lettre aux personnes concernées dans les plus brefs délais. Tous les produits inutilisés des codes d'article et lots concernés doivent être renvoyés.

Cette ACSS ne concerne que les codes d'articles et les lots mentionnés dans l'Annexe A.

Cette action est entreprise à la connaissance de l'Agence Fédérale des médicaments et des produits de santé. Veuillez à ce que toutes les personnes concernées soient tenues informées, pendant une durée appropriée, de cet avis et de l'action en résultant afin de garantir l'efficacité de l'action corrective.

En cas de problème de qualité ou d'événement indésirable, veuillez prendre contact avec Medtronic.

- Envoyez un e-mail aux Affaires réglementaires de Medtronic à l'adresse suivante : complaints.belgium@covidien.com

Actions :

1. Veuillez isoler et cesser d'utiliser les lots et codes d'articles concernés mentionnés dans l'Annexe A.
2. Veuillez renvoyer les produits concernés selon la procédure suivante :

	Client disposant de produits concernés en stock	Client ne disposant d'aucun produit concerné en stock	Où envoyer le formulaire rempli
Si le produit a été acheté directement auprès de Medtronic	Veuillez remplir le formulaire de vérification des retours ci-joint dans son intégralité. À réception du formulaire, le Service clientèle de Medtronic vous contactera pour organiser le retour de vos produits. Vous recevrez un avoir pour tout dispositif non utilisé que vous renvoyez.	Remplissez le formulaire et cochez la case "aucun produit concerné en stock".	Envoyez le formulaire rempli par fax ou par courrier électronique à la personne-ressource de Medtronic dont les coordonnées figurent sur le formulaire de vérification.
Si le produit a été acheté auprès d'un distributeur	Remplissez tous les champs du formulaire et contactez directement votre distributeur pour convenir du retour du produit.	Remplissez le formulaire et cochez la case "aucun produit concerné en stock".	Envoyez le formulaire rempli par fax ou par courrier électronique à votre distributeur et à la personne-ressource de Medtronic dont les coordonnées figurent sur le formulaire de vérification.

Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. La sécurité du patient étant notre priorité, nous vous remercions par avance de votre intervention rapide. Pour toute question concernant cette ACSS, veuillez contacter votre représentant Medtronic.

Cordialement,
Medtronic Belgium

Olivia Natens
Country Director Belgium

**LET'S TAKE HEALTHCARE
FURTHER, TOGETHER**

Annexe A

Numéro d'article	Description du produit	Lots	Numéro d'article	Description du produit	Lots
2CL852	POLYSORB* 2 VIOLET 2X36" BGS-29 (2X90CM)	D4L0467X	CL13MG	POLYSORB 2/0 18" UNDYED GS-21 DT	D5A1034X
3CL812	POLYSORB* 0 30" VIOLET GS-21 REG ATTCH	D5A1024X	CL13MG	POLYSORB 2/0 18" UNDYED GS-21 DT	D5A1035X
CL10MG	POLYSORB* 0 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5A0169X	CL13MG	POLYSORB 2/0 18" UNDYED GS-21 DT	D5B0193X
CL10MG	POLYSORB* 0 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5A0303X	CL14MG	POLYSORB 0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D4L1756X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0304X	CL14MG	POLYSORB 0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D4L1758X
CL10MG	POLYSORB* 0 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5A0305X	CL14MG	POLYSORB 0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D5A1745X
CL10MG	POLYSORB* 0 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5A0406X	CL2M	POLYSORB* 0 5 X 30" UNDYED GS-21 DT	D4K1415X
CL10MG	POLYSORB* 0 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5A0478X	CL2M	POLYSORB* 0 5 X 30" UNDYED GS-21 DT	D5A1026X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0524X	CL2M	POLYSORB* 0 5 X 30" UNDYED GS-21 DT	D5A1028X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0525X	CL52MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-10 DT	D4K2361X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0526X	CL52MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-10 DT	D4M0071X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0889X	CL52MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-10 DT	D5A1862X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0890X	CL60M	POLYSORB* 1 VIOLET 5X30" GS-26	D4L1131X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0961X	CL622M	POLYSORB* 2 VIOLET 5X24" GS-24 D-TACH* (D4L0692X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1031X	CL64M	POLYSORB 1 30" VIOLET GS-25 DT	D4J1987X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1032X	CL659M	POLYSORB* 2 VIOLET 30" GS-26	D4M0542X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1033X	CL665M	POLYSORB* 2 30" VIOLET GS-25 DT	D4K1044X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1392X	CL6M	POLYSORB 1 30" VIOLET GS-21 DT	D4L1431X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1393X	CL71M	POLYSORB* 0 VIOLET 5X30" HGS-21 D-TACH	D4M0368X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1394X	CL885M	POLYSORB 1 5X30" VIOLET GS-22 DT	D4J0841X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1395X	CL885M	POLYSORB 1 5X30" VIOLET GS-22 DT	D4K0619X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1396X	CL885M	POLYSORB 1 5X30" VIOLET GS-22 DT	D4L0147X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1743X	CL885M	POLYSORB 1 30" VIOLET GS-22 DT	D4L0427X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1861X	CL885M	POLYSORB 1 30" VIOLET GS-22 DT	D4M0370X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5B0014X	CL886M	POLYSORB* 0 5X30" VIOLET GS-22 DT	D4K1616X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5B0261X	CL97MG	POLYSORB* 1 5 X 30" VIOLET HOS-12 DT	D4L1159X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5B0264X	CL997MG	POLYSORB* 0 VIOLET 5X30" HGS-20 D-TACH	D4L1563X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5B0423X	CL997MG	POLYSORB* 0 VIOLET 5X30" HGS-20 D-TACH	D4M1020X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5B0424X	CLT633M	POLYSORB 2 VL 5 X 30" BGST-29 DT	D4K2021X
CL11MG	POLYSORB 1 5X18" VIOLET GS-21 DT	D4J0442X	GL182M	POLYSORB 3-0 30" VIOLET CV-25 DT	D4K2438X
CL11MG	POLYSORB 1 5X18" VIOLET GS-21 DT	D4K2262X	GL223M	POLYSORB 2-0 30" VIOLET V-30 DT	D4L1371X
CL11MG	POLYSORB 1 5X18" VIOLET GS-21 DT	D4M0073X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0307X
CL11MG	POLYSORB 1 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5B0260X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0529X
CL11MG	POLYSORB 1 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5B0263X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0963X
CL13MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D4L1968X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1401X
CL13MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D5A0070X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1422X
CL13MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D5A0071X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0149X
CL13MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D5A0072X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0266X

Annexe A (Suite)

Numéro d'article	Description du produit	Lots	Numéro d'article	Description du produit	Lots
GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0844X	GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5B0267GX
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0410X	GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5B0538GX
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1037X	GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5B0539GX
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1397X	GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5B0540GX
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1398X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L0058X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1399X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L0108X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1400X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L0637X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1746X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L0638X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1747X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L0639X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1870X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L2006X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0148X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L2010X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0150X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L2201X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0243X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4M0267X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0536X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4M0362X
GL62MG	POLYSORB 2/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D4L1180GX	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0170X
GL62MG	POLYSORB 2/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5A0308GX	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0172X
GL62MG	POLYSORB 2/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5A0528GX	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0479X
GL62MG	POLYSORB 2/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5A1042GX	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1041X
GL62MG	POLYSORB 2/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5B0427GX	L14	POLYSORB 0 18 VIO PRECUT 226T	D4L1165X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D4L1177GX	L14	POLYSORB 0 18 VIO PRECUT 226T	D5A0247X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D4L1179GX	L14	POLYSORB 0 18 VIO PRECUT 226T	D5A0248X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D4L1962GX	L14	POLYSORB 0 6X18" VIOLET PRECUT	D5A0546X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D4L2077GX	L15	POLYSORB 1 6X18" VIOLET PRECUT	D4L1161X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D4L2202GX	L15	POLYSORB 1 18 VIO PRECUT 122J	D5A0096X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5A0306GX	L24	POLYSORB 0 18 UNDYED PRECUT	D4L1164X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5A0480GX	L25	POLYSORB 1 18" UNDYED PRECUT	D5A0551X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5A1039GX	L26	POLYSORB* 2 UNDYED 12X18" PRECUT	D4J0736X
GL66M	POLYSORB 2/0 5X30" VIOLET V-20 DT	D4K1263GX	L26	POLYSORB* 2 UNDYED 12X18" PRECUT	D4K0212X
GL67M	POLYSORB 3/0 30" VIOLET V-20 DT	D5A0513GX	L26	POLYSORB* 2 UNDYED 12X18" PRECUT	D5A0402X
GL67M	POLYSORB 3/0 30" VIOLET V-20 DT	D5A0515GX	L27	POLYSORB 0 12X18" VIOLET PRECUT	D5A0249X
GL68M	POLYSORB 4/0 5X30" VIOLET V-20 DT	D4L0759GX	L27	POLYSORB 0 18" VIOLET PRECUT	D5A0755X
GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5A0171GX	L27	POLYSORB 0 18" VIOLET PRECUT	D5A1219X
GL69MG	POLYSORB 3/0 5X18" UNDYED V-20 DTACH	D5A0409GX	L27	POLYSORB 0 18" VIOLET PRECUT	D5A1220X
GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5A0962GX	L27	POLYSORB 0 18" VIOLET PRECUT	D5A1315X
GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5A1748GX	L28	POLYSORB* 2 VIOLET 12X18" PRECUT	D4K2022X
GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5A1805GX	L28	POLYSORB* 2 VIOLET 12X18" PRECUT	D4L1546X
GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5A1869GX	L34	POLYSORB* 0 12X24" VIOLET PRECUT	D4K2023X
GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5B0242GX	L34	POLYSORB* 0 12X24" VIOLET PRECUT	D4L1547X

Annexe A (Suite)

Numéro d'article	Description du produit	Lots	Numéro d'article	Description du produit	Lots
L35	POLYSORB* 1 12X18" VIOLET PRECUT	D4K1272X	LL222	POLYSORB* 3-0 VIOLET 98" REEL	D4K2315X
L35	POLYSORB* 1 18" VIOLET PRE-CUT	D4L1740X	LL222	POLYSORB* 3-0 VIOLET 98" REEL	D5A1231X
L35	POLYSORB* 1 18" VIOLET PRE-CUT	D4M1189X	LL222	POLYSORB* 3-0 VIOLET 98" REEL	D5A1803X
L35	POLYSORB* 1 18" VIOLET PRE-CUT	D4M1224X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4K1392X
L35	POLYSORB* 1 18" VIOLET PRE-CUT	D5A0756X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4K1612X
L4	POLSORB 0 18 U/D PRECUT 126R	D4K0211X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4K2139X
L4	POLSORB 0 18 U/D PRECUT 126R	D4L1163X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4L0279X
L4	POLSORB 0 18 U/D PRECUT 126R	D5A0876X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4L0822X
L40	POLYSORB* 0 6X30" VIOLET PRECUT	D4M1190X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4L1005X
L40	POLYSORB* 0 30" VIOLET PRECUT	D5A0228X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4L1399X
L40	POLYSORB* 0 6X30" VIOLET PRECUT	D5A0549X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4L2111X
L404	POLYSORB 0 3X30" VIOLET PRECUT	D4L1545X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4M1186X
L404	POLSORB 0 30 VIO PRECUT 227C	D5A0757X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A0102X
L405	POLSORB 1 30 VIO PRECUT 224E	D5A0875X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A0105X
L41	POLYSORB* 1 30" VIOLET PRECUT	D4K2024X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A0106X
L41	POLYSORB* 1 30" VIOLET PRECUT	D4L1162X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A0107X
L41	POLYSORB* 1 30" VIOLET PRECUT	D5A0548X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A0112X
L42	POLYSORB* 2 VIOLET 6X30" PRE-CUT	D5A0098X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A0113X
LL102	POLYSORB 3/0 60 U/D REEL 104R	D5A1291X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A1233X
LL104	POLYSORB 0 60 U/D REEL 203G	D4K1537X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A1290X
LL104	POLYSORB 0 60 U/D REEL 203G	D5A1294X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A1339X
LL111	POLSORB 4/0 60" REEL VIO 217T	D4L1509X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5B0302X
LL112	POLYSORB* 3-0 VIOLET 60 REEL	D4L1170X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D4L0689X
LL112	POLYSORB* 3-0 VIOLET 60 REEL	D4L2106X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D4L1166X
LL112	POLYSORB* 3-0 VIOLET 60 REEL	D5A0110X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D4L1677X
LL112	POLYSORB* 3-0 VIOLET 60 REEL	D5A0771X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D4L1867X
LL112	POLYSORB* 3-0 VIOLET 60 REEL	D5A0811X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D4L2107X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D4L0065X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D4M1187X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D4L0515X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D5A0723X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D4L1429X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D5A0724X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D4L2118X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D5A1298X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D4M0410X	LL225	POLYSORB* 1 VIOLET 98" REEL	D4J0947X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D5A0104X	LL225	POLYSORB* 1 VIOLET 98" REEL	D4L0704X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D5A0109X	LL225	POLYSORB* 1 VIOLET 98" REEL	D4L2029X
LL114	POLYSORB* 0 VIOLET 60 REEL	D4L1866X	LL225	POLYSORB* 1 VIOLET 98" REEL	D4L2109X
LL114	POLYSORB* 0 VIOLET 60 REEL	D5A0869X	LL225	POLYSORB* 1 VIOLET 98" REEL	D5A0823X
LL221	POLYSORB* 4/0 98" VIOLET REEL 110T	D4L1169X	LL225	POLYSORB* 1 VIOLET 98" REEL	D5A0951X
LL221	POLYSORB* 4/0 98" VIOLET REEL 110T	D4M0237X	LL226	POLYSORB* 2 VIOLET 98" REEL	D4L0640X
LL221	POLYSORB* 4/0 98" VIOLET REEL 110T	D5A1288X	LL226	POLYSORB* 2 VIOLET 98" REEL	D4L0641X
LL221	POLYSORB* 4/0 98" VIOLET REEL 110T	D5A1297X	LL226	POLYSORB* 2 VIOLET 98" REEL	D4L0642X

Annexe A (Suite)

Numéro d'article	Description du produit	Lots
170052	ENDO STITCH* POLYSORB* 0 48" VIO DLU SU	J4L1477X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A0702X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A0703X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A0704X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A0705X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A0921X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A1206X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A1207X
170056	ENDOSTITCH POLYSORB 0 48" UNDYED DLU SU	J4M0853X
170056	ENDOSTITCH POLYSORB 0 48" UNDYED DLU SU	J4M0855X
170056	ENDOSTITCH POLYSORB 0 48" UNDYED DLU SU	J5A0192X
170057	ENDOSTITCH POLYSORB 2/0 48" UNDYED DLUSU	J5A1097X

Numéro d'article	Description du produit	Lots
8886603433	MAXON* 4/0 5X30 GREEN V-20 D*TACH	D4L1156GX
8886621933	MAXON 4/0 5X18" GREEN CV-24 D-TACH	D4K0396X
8886621933	MAXON 4/0 5X18" GREEN CV-24 D-TACH	D4K2053X
8886621933	MAXON 4/0 5X18" GREEN CV-24 D-TACH	D4L0541X
8886621933	MAXON 4/0 5X18" GREEN CV-24 D-TACH	D4L1084X
8886621933	MAXON 4/0 5X18" GREEN CV-24 D-TACH	D4L1272X
8886621933	MAXON 4/0 5X18" GREEN CV-24 D-TACH	D4M0394X
XX2109	MAXON 5/0 5X18 GR CV-23 D-TACH	D4K1485X
GMJ34M	BIOSYN* 4/0 18" VIOLET CV-25 DT	D4K0010X

Numéro d'article	Description du produit	Lots
US1540	CUSTOM SUTURE PACK	A5E0919X
US1614	CUSTOM SUTURE PACK	A5C1345X
US1672	USPACK-SUTURE KIT	A5D0789X
14111316-03	SCHRITTMACHER ANGIO X3	228111X

Annexe B

The image displays three examples of COVIDIEN suture labels, each with a red callout box pointing to specific information:

- Label 1 (Top):** COVIDIEN™ Polysorb™ Braided Absorbable Suture, 3-0 2 Metric, 5x18" 45 cm VIOLET. Features CV-25 TAPER, 1/2 22mm, and a box icon with '12'. The article number **GL-33-MG** is in the top right. A red box labeled "Numéro d'article" points to it. The lot number **LOT XXXXXXXXXXXXX** is above the barcode. A red box labeled "Numéro de lot" points to it. The text "MP 5 x 5 D-Tach" is in the bottom right.
- Label 2 (Middle):** COVIDIEN™ Maxon™ Monofilament Absorbable Suture, 5-0 1 Metric, 5x18" 45 cm GREEN. Features CV-23 TAPER, 1/2 17mm, and a box icon with '12'. The article number **XX-2109** is in the top right. A red box labeled "Numéro d'article" points to it. The lot number **LOT XXXXXXXXXXXXX** is above the barcode. A red box labeled "Numéro de lot" points to it. The text "MP 5 x 5 D-Tach" is in the bottom right.
- Label 3 (Bottom):** COVIDIEN™ Polysorb™ Absorbable Single Stitch Reload, 2-0 3 Metric, 40" 120 cm. Features ES-9 TAPER, 9mm, and a box icon with '12'. The article number **170053** is in the top right. A red box labeled "Numéro d'article" points to it. The lot number **LOT XXXXXXXXXXXXX** is above the barcode. A red box labeled "Numéro de lot" points to it. The text "VIOLET / VIOLETTE / VIOLETT / VIOLA / MORADO / VIOLETA" and "Mfg XXXX-XX" are in the bottom right.